



SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO

CARTA DEI SERVIZI

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

Telefono: 0342/635042

Fax: 0342/634811

AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016

SEZIONE -NUM- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	MATERIALE	NOTE	TAT
1,2 Cicloesandiolo Inizio Turno	CEDIT	Urine IT		18 gg
1,2 Cicloesandiolo Fine Turno	CEDFT	Urine FT		18 gg
17 Beta Estradiolo (E2)	E2	Siero - T giallo		1 gg
17 Chetosteroidi urinari	17CH	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
17-OH Progesterone (= Idrossi-progesterone)	17OH	Siero – T trasparente Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	6 gg

SEZIONE -A- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	MATERIALE	NOTE	TAT
A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)	ACE	Siero – T trasparente		4 gg
Acetato di Butile urine IT	ACBUI	Urine IT		10 gg
Acetato di Butile urine FT	ACBUF	Urine FT		10 gg
Acetato di etile urine IT	ACLUI	Urine IT		10 gg
Acetato di etile urine FT	ACLUF	Urine FT		10 gg
Acetone urine IT	ACEUI	Urine IT		10 gg
Acetone urine FT	ACEUF	Urine FT		10 gg

Acidi Biliari	ACBIL	Siero – T trasparente		4 gg
Acidi Grassi a catena lunga	AGCL	Siero T trasp – Plasma EDTA lilla – Plasma eparina verde		14 gg
Acido 5-OH Indolacetico	INDOL	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Acido Acetacetico	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Acido Acetico Urinario		Urine Synlab		23 gg
Acido Folico (Folati)	ACFOL	Siero – T trasparente		3 gg
Acido Formico		Urine Synlab		8 gg
Acido Ippurico		Urine Synlab		8 gg
Acido Mandelico		Urine Synlab		8 gg
Acido Metilippurico Inizio Turno	AMIIT	Urine IT		8 gg
Acido Metilippurico Fine Turno	AMIFT	Urine FT		8 gg
Acido Omovanillico	OMOV	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Acido Ossalico 24h – Ossalato 24h	OSSAL	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	7 gg
Acido Urico siero	AURI	Siero - T ruggine		1 gg
Acido Urico urine	URIO	Urine		1 gg
Acido Urico urine 24h	AUP24	Urine 24h		1 gg
Acido Valproico	AVP	Plasma li-eparina verde		4 gg
Acido Vanilmandelico (VAMA)	VAM	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
ACTH (Ormone Adrenocorticotropo)	ACTH	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Actinomiceti Esame Colturale		Materiali vari		3 gg
Adenovirus IgG	ADG	Siero – T trasparente		7 gg
Adenovirus IgM	ADM	Siero – T trasparente		7 gg
Adenovirus (Ricerca Antigenica)	ADA	Feci Synlab		3 gg
ADH (Ormone Antidiuretico)	ADH	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	5 gg
Adrenalina Noradrenalina Plasmatiche (Catecolamine)	PCAT	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	9 gg
Adrenalina-Noradrenalina Urinarie (Catecolamine)	UCAT	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Agglutinine a Frigore	AGFRE	Siero – T trasparente		3 gg
Albumina		Siero – T trasparente		3 gg
ALCAT test Alimenti – IMB10	10ALI	Plasma Citrato T Azzurro		7 gg
ALCAT test Alimenti – ATSP25	25ALI	Plasma Citrato T Azzurro		7 gg
ALCAT test Alimenti – IMB50A	50ALI	Plasma Citrato T Azzurro		7 gg
Aldolasi	ALDOL	Siero T trasp – Plasma EDTA lilla – Plasma li-eparina verde		4 gg
Aldosterone Clino	ALDOC	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	6 gg
Aldosterone Orto	ALDOO	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	6 gg

Aldosterone Urinario 24h	ALD24	Urine 24h		8 gg
Alfa 1 Antitripsina	AUNOA	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		4 gg
Alfa 1 Glicoproteina Acida	AAG	Siero T trasp – Plasma EDTA lilla – Plasma li-eparina verde		3 gg
Alfa 1 Microglobulina		Urine Synlab		4 gg
Alfa 2 Macroglobulina		Siero – T trasparente		6 gg
Alfa Fetoproteina sierica	AFP	Siero - T giallo		1 gg
Alfa Fetoproteina Liquido Amniotico		Siero - T giallo		1 gg
Alluminio	ALL	Plasma Li-eparina T verde		10 gg
Alluminio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
ALP - Fosfatasi Alcalina	ALP	Siero - T ruggine		1 gg
ALT (GPT) - Alanina Amino Transferasi	ALT	Siero - T ruggine		1 gg
Amfetamine/Metamfetamine		NON ESEGUIBILE		
Amilasi Pancreatica	AMPAN	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		4 gg
Amilasi Siero	AMY	Siero - T ruggine		1 gg
Amilasi Urine	AMYU	Urine		1 gg
Amilasi Urine 24h	AMP24	Urine 24h		1 gg
Ammonio	AMMO	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio		3 gg
Analisi Urina	PURIN	Urine Synlab		1 gg
ANA Screen Abs	ANA	Plasma EDTA T Lilla chiaro		3 gg
Androstenediolo Glucoronide	ASTE	Siero – T trasparente		7 gg
Antibiogramma	ABG	Materiali vari	FATTURA INTEGRATIVA	2 gg
Antimonio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		23 gg
Antigeni Onco-Neuronali :		Siero – T trasparente		18 gg
(HuD: ANNA1; Ri p54: anti-NOVA1-ANNA"; Yo p62: antigene c. Purkinje/anti CDR62; Antigene amfifisina)		Plasma; Liquor		
Antitrombina III (AT-III)	AT3	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
APC Resistance	APCRE	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
APTT (Tempo di Tromboplastina Parziale)	APTT	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Apolipoproteina A1 (Apo A1)	APOA	Siero – T trasparente		3 gg
Apolipoproteina B (Apo B)	APOB	Siero – T trasparente		3 gg
Aptoglobina	HPT	Siero T trasp – Plasma EDTA lilla – Plasma li-eparina verde		4 gg
Argento		Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		23 gg
Argento urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		23 gg
Arsenico		Sangue int EDTA T Lilla – Sangue int eparina verde		23 gg
Arsenico urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		23 gg
Aspergilloso Antigene	ASPER	Siero – T trasparente		28 gg
AST (GOT) - Aspartato Amino Transferasi	AST	Siero - T ruggine		1 gg

Avidità IgG Citomegalovirus	CMVAV	Siero – T trasparente	4 gg
Avidità IgG Rosolia	RUBAV	Siero – T trasparente	4 gg
Avidità IgG Toxoplasma	TOXAV	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde	4 gg
Azotemia Siero	AZO	Siero - T ruggine	1 gg
Azotemia Urine	AZOU	Urine	1 gg
Azotemia Urine 24h	AZP24	Urine 24h	1 gg

SEZIONE -B- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	MATERIALE	NOTE	TAT
Barbiturici Sierici- Screening	BARBI	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		4 gg
Barbiturici Urinari		Urine mattino		4 gg
Bario urinario (Inizio e Fine turno)		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Bartonella Henselae IgG Abs	BARHG	Siero – T trasparente		10 gg
Bartonella Henselae IgM Abs	BARHM	Siero – T trasparente		10 gg
Bence-Jones Urine 24h (Proteinuria di) - catene k e lambda	PBJO	Urine 24h		7 gg
Bence-Jones sierica – catene k e lambda	PBJOS	Siero – T trasparente		7 gg
Benzene		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Benzene urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Benzodiazepine (Screening)	BENZ	Plasma li-eparina verde		4 gg
Benzodiazepine Urinarie	BENZO	Urine mattino		4 gg
Beta 2 Glicoproteina IgG Abs	ABGLG	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Beta 2 Glicoproteina IgA Abs	ABGLA	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Beta 2 Glicoproteina IgM Abs	ABGLM	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Beta 2 Microglobulina Sierica	B2M	Siero – T trasparente		4 gg
Beta 2 Microglobulina Urinaria 24h	B2MU	Urine 24h		4 gg
Beta HCG	BHCG	Siero - T giallo		1 gg
Beta HCG Tumorale	BHCGT	Siero - T giallo		1 gg
Beta HCG Urine (Test di gravidanza)	TGRA	Urine		1 gg
Bicarbonati	BICA	Plasma Li-eparina T verde		4 gg
Bilirubina Totale	BT	Siero - T ruggine		1 gg
Bilirubina Frazionata	BD	Siero - T ruggine		1 gg
Bismuto		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Borrelia Burgdorferi IgG	AABG	Siero – T trasparente		3 gg
Borrelia Burgdorferi IgM	AABM	Siero – T trasparente		3 gg

Borrelia Burgdorferi Test di Conferma IgM o IgG		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
BP180	BP180	Siero T trasp – Plasma eparina li-verde – Plasma citrato azzurro – Plasma EDTA lilla		18 gg
BP230	BP230	Siero T trasp – Plasma eparina li-verde – Plasma citrato azzurro – Plasma EDTA lilla		18 gg
Bromuro		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Brucella Wright Abs	BRU	Siero – T trasparente		4 gg
Buprenorfina urinaria		Urine Synlab		4 gg

SEZIONE -C- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	MATERIALE	NOTE	TAT
C1 Inattivatore	C1	Siero – T trasparente		4 gg
C1q		Siero – T trasparente		7 gg
C3 Proattivatore		Siero – T trasparente Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
C3 (Complemento C3)	C3	Siero – T trasparente		3 gg
C4 (Complemento C4)	C4	Siero – T trasparente		3 gg
CA 125	C125	Siero - T giallo		1 gg
CA 15-3	C15-3	Siero – T trasparente		3 gg
CA 19-9 (GICA)	C19-9	Siero - T giallo		1 gg
CA 50	CA50	Siero – T trasparente		7 gg
CA 72-4	CA724	Siero – T trasparente		4 gg
Cadmio Ematico		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Cadmio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Calcio	CA	Siero - T ruggine		1 gg
Calcio ionizzato	CAION	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		3 gg
Calcio Urinario	CAO	Urine		1 gg
Calcio Urinario 24h	CAP24	Urine 24h		1 gg
Calcitonina	CT	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Calcolo Renale-Urinario (Chimico-Fisico)	CAUR	Concrezione		4 gg
Calprotectina fecale	CALFE	Feci Synlab		10 gg
Candida (Feci)	ECFRM	Feci		3 gg
Canale del Calcio Abs		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Candida Albicans IgA		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Candida Albicans IgG		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Candida Albicans IgM		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Cannabinoidi		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Capelli Esame Colturale ricerca Miceti	ECCRM	Contenitore sterile		5 gg

Carbamazepina (Tegretol)	CARB	Plasma li-eparina verde		4 gg
Carcinoma a Cellule Squamose-SCC antigene T4	SCC	Siero – T trasparente		4 gg
Cardiolipina Abs IgA	ACAA	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Cardiolipina Abs IgG	ACAG	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Cardiolipina Abs IgM	ACAM	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro		3 gg
Carnitina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Cariotipo	CARIO	Sangue intero Li-eparina T verde		25 gg
Catecolamine (Adrenalina Noradrenalina Plasmatiche)	PCAT	Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	9 gg
Catecolamine (Adrenalina-Noradrenalina Urinarie)	UCAT	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Catetere Venoso (Esame Colturale)	ECCV	Contenitore sterile		3 gg
Catetere Venoso Centrale (Esame Colturale)	ECCVC	Contenitore sterile		3 gg
CDT (Transferrina Desialata)	TRFD	Siero – T trasparente CDT		7 gg
CEA	CEA1	Siero - T giallo		1 gg
Cellule Endoteliali Abs IgG		Siero – T trasparente		18 gg
Cellule Endoteliali Abs IgM		Siero – T trasparente		18 gg
Cellule Parietali Abs (APCA)	APA	Siero – T trasparente		4 gg
Centromero Abs (CENP-B)	ATA	Plasma EDTA T Lilla – Siero Trasp		3 gg
Ceruloplasmina	CERU	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		3 gg
CH-50 (Complemento Totale)		Siero – T trasparente		7 gg
Chimotripsina fecale	CHIMF	Feci Synlab		18 gg
Chinidina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Chlamydia Pneumoniae IgA	CPA	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Pneumoniae IgG	CPG	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Pneumoniae IgM	CPM	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Trachomatis DNA qualitativo	CHLDN	Materiali vari	n.b. tamponi a secco	10 gg
Chlamydia Trachomatis IgA	CTA	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Trachomatis IgG	CTG	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Trachomatis IgM	CTM	Siero – T trasparente		4 gg
Chlamydia Trachomatis (Ricerca Antigenica)	DCHT	Materiali vari		1 gg
Cicloesano Urinario Inizio Turno	CEUIT	Urine IT		10 gg
Cicloesano Urinario Fine Turno	CEUFT	Urine FT		10 gg
Cicloesano Urinario Inizio Turno	CELIT	Urine IT		10 gg
Cicloesano Urinario Fine Turno	CELFT	Urine FT		10 gg
Ciclosporina	CYCLO	Sangue intero EDTA		4 gg
Cistatina C		Siero T trasp ghiaccio – Plasma li-eparina verde ghiaccio	Porre la provetta in fresco	4 gg

Citomegalovirus DNA Qualitativo	CMDQL	Materiali vari		10 gg
Citomegalovirus DNA Quantitativo	CMDQN	Materiali vari		15 gg
Citomegalovirus IgG	CMVG	Siero - T giallo		1 gg
Citomegalovirus IgM	CMVM	Siero - T giallo		1 gg
Citomegalovirus IgG Test di Conferma		Siero - T trasparente		18 gg
Citomegalovirus IgM Test di Conferma		Siero - T trasparente		18 gg
Citoplasma dei neutrofili Abs (C-ANCA)	CANCA	Plasma EDTA T Lilla - Siero Trasp		3 gg
Citoscheletro Abs	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Citrato Sierico	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Citrato Urine 24h	CIT24	Urine 24h		8 gg
Citrullina Abs	CCP	Siero - T trasparente		3 gg
CK	CPK	Siero - T ruggine		1 gg
CK-MB	CKMB	Siero - T trasparente		3 gg
Cloro Sierico	CL	Siero - T ruggine		1 gg
Cloro Urinario 24h	CLP24	Urine 24h		1 gg
Cloroformio		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Cloroformio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Cloruro di metile		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Cloruro di metile urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Clostridium Difficile - Esame colturale	RCD	Feci Synlab		3 gg
Clostridium Difficile Tossina A	CLOA	Feci Synlab		3 gg
Clostridium Difficile Tossina B	CLOB	Feci Synlab		3 gg
Clozapina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Cobalto		Plasma Li-eparina T verde		10 gg
Cobalto urinario (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Cocaina	NON ESEGUIBILE			
Coenzima Q10	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Colesterolo Totale	COL	Siero - T ruggine		1 gg
Colesterolo HDL	HDL	Siero - T ruggine		1gg
Colesterolo LDL	LDL	Siero - T ruggine	calcolo	1 gg
Colesterolo LDL esame diretto	LDLD	Siero - T trasparente		3 gg
Colesterolo VLDL	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Colinesterasi (Pseudo)	CHE	Siero - T ruggine		1 gg
Colinesterasi Eritrocitaria		Sangue intero EDTA		10 gg
Conta di Addis	ADDIS	Urine 24h		1 gg
Coombs Diretto	CD	Sangue intero EDTA		4 gg
Coombs Indiretto	CI	Siero - T trasparente		4 gg
Coprocoltura (Esame colturale feci)	FECI	Feci		3 gg

Coproporfirine Urine 24h		Urine 24h	Contenitore U24h avvolto in carta stragnola	8 gg
Coproporfirine Urine (Inizio e Fine turno)		Urine 24h	Contenitore U24h avvolto in carta stragnola	8 gg
Corpi di Heinz		Sangue intero EDTA		4 gg
Cortisolo Sierico	CORT	Siero – T trasparente		3 gg
Cortisolo Salivare	CORTS	Saliva congelata – chiedere al lab	Porre la provetta in fresco	8 gg
Cortisolo Urinario	CORTU	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	3 gg
Cortisone Sierico		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Cortisone Urinario		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Cotina Sierica	COTI	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Cotina Urinaria		Urine mattino congelate	Porre la provetta in fresco	18 gg
Coxackie Virus A Totali (Ig Totali)	COXA	Siero – T trasparente		8 gg
Coxackie Virus B Totali (Ig Totali)	COXB	Siero – T trasparente		8 gg
Coxackie Virus B Totali (Ig M)	COXBM	Siero – T trasparente		8 gg
Coxackie B1-B2-B3-B4-B5-B6 IgG		Siero – T trasparente		8 gg
Coxackie B1-B2-B3-B4-B5-B6 IgM		Siero – T trasparente		8 gg
Creatinina Clearance	ACCR	Siero - T ruggine + Urine 24h	IMP!!! SIERO + URINE	1 gg
Creatinina Sierica	CREA	Siero - T ruggine		1 gg
Creatinina Urine 24h	CREO	Urine 24h		1 gg
Crioglobuline	CRIOG	Siero - T ruggine	Usare provetta termostata a 37°C. Mantenere a 37° fino alla centrifuga	3 gg
Cromatina (nucleosoma) Abs		Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
Cromo	CRO	Siero – T trasparente		8 gg
Cromo urinario IT	CROUI	Urine IT		8 gg
Cromo urinario FT	CROUF	Urine FT		8 gg
Cromogranina A	CROGA	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
Cryptosporidium Antigeni (Ricerca diretta)		Feci Synlab		3 gg
CTX Siero (Telopeptide C-Terminale Col I)	CTX	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
Cupremia (Rame)	RAM	Siero – T trasparente		4 gg
Curva Glicemina Completa (basale, 60', 120')	CURGL	Siero - T ruggine		1 gg
Curva Glicemica Gravidanza (basale, 60', 120')	CURGG	Siero - T ruggine		1 gg
Cute Abs		Siero – T trasparente		8 gg
CYFRA 21		Siero – T trasparente		4 gg

SEZIONE -D- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
D-Dimero	DD	Plasma Citrato T Azzurro		3 gg
Delta 4 Androstenedione	D4AND	Siero – T trasparente		5 gg
Dengue		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Depakin (Acido Valproico)	AVP	Plasma li-eparina verde		7 gg
Desmogleina 1 Abs	DESM1	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro – Plasma EDTA lilla		18 gg
Desmogleina 3 Abs	DESM3	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma citrato azzurro – Plasma EDTA lilla		18gg
Desossipiridinolina		Urine 24h – Urine del mattino		10 gg
DHEA (Deidroepiandrosterone)	DEA	Siero – T trasparente		3 gg
DHEA-S (Deidroepiandrosterone Solfato)	DHEA	Siero – T trasparente		3 gg
Dietilchetone (Inizio e Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Diidrotestosterone (DHT)	DHT	Siero – T trasparente		5 gg
Difterite Abs		Siero – T trasparente		23 gg
Digossina	DIGO	Plasma li-eparina verde		4 gg
Disbiosi test (Indicano + Scatolo)	DISBI	Urine mattino		10 gg
DNA nativo Abs	DNA	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
DNASI B Abs		Siero – T trasparente		10 gg
Dopamina Plasmatica	DOPAP	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	9 gg
Dopamina Urinaria 24h		Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Droghe d'abuso screening 1	DRUG1	Urine firmate	materiale in laboratorio	7 gg

SEZIONE -E- RICHIESTA ESAMI F

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
E.coli 0:157		Feci Synlab		3 gg
Echinococco IgG		Siero – T trasparente		7 gg
Echo Virus Neurotropi (Ig Totali)		Siero – T trasparente		7 gg
Echo Virus Pneumotropi (Ig Totali)		Siero – T trasparente		7 gg
ECP (Eosinophilic Cationic Protein)	ECP	Siero – T trasparente	CONGELARE DOPO 120 MIN	6 gg
Ecstasy (MDMA)		NON ESEGUIBILE		
ELAC2 - gene tumore alla prostata	ELAC2	Sangue EDTA T Lilla Intero		30 gg

Elastasi 1 Pancreatica fecale	ELAPA	Feci Synlab		18 gg
Elettroforesi Proteine Sieriche	QSP	Siero - T ruggine		3 gg
Elettroforesi Proteine Urinarie	QSPU	Urine 24h		7 gg
Emocromatosi DNA	EMDNA	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Emocromo completo	EMO	Sangue EDTA T Lilla Intero		1 gg
Emoglobina A2	EMA2	Sangue EDTA T Lilla Intero		7 gg
Emoglobina Glicata (HbA1c)	AbA1c	Sangue EDTA T Lilla Intero		1 gg
Emoglobine patologiche – elettroforesi emoglobine	EMOP	Sangue EDTA T Lilla Intero		7 gg
ENA Screen Abs	ENA	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene Scl-70 Abs	SLC	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene Sm Abs	SM	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene SSa Abs	SSA	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene SSb Abs	SSB	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene Jo-1 Abs	JO1	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		3 gg
ENA Antigene Ku Abs	AKU	Plasma EDTA T Lilla – Siero t Trasp		7 gg
Endomisio IgA Abs	ATEA	Siero – T trasparente		4 gg
Endomisio IgG Abs	ATEG	Siero – T trasparente		4 gg
Enolasi Neurone Specifica (NSE)	NSE	Siero – T trasparente		3 gg
Enterovirus RNA		Liquor; Feci Congelati	Porre la provetta in ghiaccio	10 gg
Epstein Barr Abs Eterofili (Paul Bunnel) (Monotest)	EBPB	Siero - T giallo		1 gg
Epstein Barr EA (IgG) Abs	EBVEA	Siero – T trasparente		3 gg
Epstein Barr EBNA (IgG) Abs	EBNAG	Siero – T trasparente		4 gg
Epstein Barr VCA (IgG) Abs	VEBGE	Siero - T giallo		1 gg
Epstein Barr VCA (IgM) Abs	VEBME	Siero - T giallo		1 gg
Epstein-Barr Virus DNA		Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Eritropoietina	EPO	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde		3 gg
Esame Citologico Urinario (I, II, III campione)	CTMI,II,III	Contenitore sterile		10 gg
Esame colturale generico	EC	Materiali vari		3 gg
Esame Micologico nelle feci	ECFRM	Feci		3 gg
Esame Micologico nelle urine	MURI	Urine		3 gg
Esame Urine	PURIN	Urine		1 gg
Esano		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Esano urinario (Inizio turno)		Urine Synlab		10 gg
Esano urinario (Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Espettorato - Esame colturale	PECO	Contenitore sterile		3 gg
Estradiolo 17beta (E2)	E2	Siero - T giallo		1 gg
Estriolo Libero (Sierico)	E3L	Siero – T trasparente		3 gg
Estriolo Urinario 24h		Urine 24h		5 gg

Estrone	ESTRO	Siero – T trasparente		11 gg
Etanolo	ETAN	Siero T trasp – Plasma li-eparina verde – Plasma EDTA lilla	Provetta dedicata	4 gg
Etanolo urinario (Inizio turno)		Urine Synlab		10 gg
Etanolo urinario (Fine turno)		Urine Synlab		10 gg
Etosuccimide (Zarontin)		Siero – T trasparente		10 gg

SEZIONE -F- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Fascicola Epatica Abs		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Fattore II	FATII	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Fattore II DNA	MPT	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Fattore V	FATTV	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Fattore VII	FAVII	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Fattore VIIIc	FVIII	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Fattore IX	FATIX	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18gg
Fattore X		Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18gg
Fattore XI		Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18gg
Fattore XII		Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18gg
Fattore XIII		Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18gg
Fattore V di Leiden DNA	MFVL	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Fattore Intrinseco Abs	FAINT	Siero – T trasparente		18 gg
Fattore reumatoide - RF (RA-Test)	RF	Siero - T ruggine		1 gg
FDP (Prodotti degradazione fibrinogeno)	FDP	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Febbre Gialla Abs		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Feci - Esame colturale (Coprocultura)	FECI	Contenitore sterile o Tampone con carbone		3 gg
Feci esame completo - Esame chimico-fisico	CFECI	Feci		1 gg
Feci Potere Digestivo		Feci Contenitore		3 gg
Feci Potere Triptico		Feci Contenitore		3 gg
Feci sangue Occulto (Hb feci)	SOFE	Feci		1 gg
Fenciclidina		Urine mattino (Congelate)	Porre la provetta in fresco	4 gg
Fenilalanina		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Fenitoina	FENI	Plasma li-eparina verde		4 gg
Fenobarbital (Gardenale)	FENO	Siero – T trasparente		4 gg
Fenolo urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		8 gg
Ferritina	FERR	Siero - T ruggine		1 gg

Ferro (Sideremia)	FE	Siero - T ruggine		1 gg
Ferro Urine (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Ferro urine 24h		Urine 24h		10 gg
Fibrillarina Abs IgG		Siero – T trasparente		18 gg
Fibrillarina Abs IgM		Siero – T trasparente		18 gg
Fibrinogeno derivato	FIBD	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Fibrinogeno di Clauss	FIBC	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Fibronectina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Fibrosi Cistica 34 mut	FIBCI	Sangue EDTA T Lilla Intero		15 gg
Filagrina (Cheratina) Abs	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Filariasi Abs	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Flecainide	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Flunitrazepam	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Fluoro urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Folati (Acido Folico)	ACFOL	Siero – T trasparente		3 gg
Fosfatasi Acida		Siero – T trasparente		4 gg
Fosfatasi alcalina	ALP	Siero - T ruggine		1 gg
Fosfatasi Alcalina Ossea Specifica	PALO	Siero – T trasparente		4 gg
Fosfatasi Prostatica (PAP)	PPSA	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Fosfolipidi		Siero – T trasparente		3 gg
Fosforo nel siero	PH	Siero - T ruggine		1 gg
Fosforo urinario	PHU	Urine		1 gg
Fosforo urine 24h	PHP24	Urine 24h		1 gg
Fruttosamina (Fructosamine test)	FRUCT	Siero – T trasparente		3 gg
FSH	FSH	Siero - T giallo		1 gg
FSH urinario	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
FT3	FT3	Siero - T giallo		1 gg
FT4	FT4	Siero - T giallo		1 gg

SEZIONE -G- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
G-6-PDH Eritrocitaria	G6PDH	Sangue EDTA T Lilla Intero		7 gg
Gabapentina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
GAD 65 (Glutammico Decarbossilasi Abs)	GAD	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	10 gg
Gamma GT	GGT	Siero - T ruggine		1 gg
Gangliosidi Profilo Completo Abs (IgG)		Siero – T trasparente		18 gg

Gangliosidi Profilo Completo Abs (IgM)		Siero – T trasparente		18 gg
Gardenale (Fenobarbital)	FENO	Siero – T trasparente		4 gg
Gastrina	GASTR	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Gastropanel	GASTP	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Giardia nelle feci	GIA1	Feci		1gg
Gliadina IgA Abs	ATGA	Siero – T trasparente		4 gg
Gliadina IgG Abs	ATGG	Siero – T trasparente		4 gg
Glicemia	GLI	Siero - T ruggine		1 gg
Glicemia post prandiale	GPP	Siero - T ruggine		1 gg
Glicina Plasma/Urine	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Glicoproteina Mielina Associata (MAG) Abs	MAG	Siero – T trasparente		18 gg
Glucagone		Plasma EDTA T Lilla chiaro ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Glucosio nelle urine (Glicosuria)	GLUO	Urine		1 gg
Glicosuria urine 24h	GL24	Urine 24h		1 gg
Glutamina Plasma/Urine	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Gruppo Sanguigno AB0/Fattore Rh	GRFRH	Sangue EDTA T Lilla Intero		3 gg
Guanosina deossidata (8-OHdg)	80HDG	Urine		10 gg

SEZIONE -H- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
HAV IgG Abs (Abs Totali)	VHAG	Siero – T trasparente		3 gg
HAV IgM Abs	VHAM	Siero – T trasparente		3 gg
HBsAg (ANTIGENE di superficie)	HBsAg	Siero - T giallo		1 gg
HbsAg Test di Conferma	HBVCO	Siero – T trasparente		3 gg
HBsAb Abs (ANTICORPI di superficie)	HBsAb	Siero - T giallo		1 gg
HBcAb IgG Abs (Anticorpi anti-core)	HBcAc	Siero – T trasparente		3 gg
HBcAb IgM Abs (Anticorpi anti-core)	HBcM	Siero – T trasparente		3 gg
HBcAb IgM Abs (Anticorpi anti-core a basso titolo)		Siero – T trasparente		3 gg
HBeAg (Antigene)	HBeAg	Siero – T trasparente		3 gg
HBeAb Abs (Anticorpi anti antigene e)	HBeAc	Siero – T trasparente		3 gg
HBV DNA Quantitativo	HBVRQ	Siero – T trasparente		10 gg
HBV Resistenza ai Farmaci		Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
HCV Screening Abs	VHCS	Siero – T trasparente		3 gg
HCV RIBA (Test di conferma)	HCVRI	Siero – T trasparente		7 gg
HCV RNA (Tipizzazione genoma)	HCVRT	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	15 gg
HCV RNA Analisi Quantitativa	HCVRQ	Siero – T trasparente		15 gg

HCV RNA Analisi Qualitativa		Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	13 gg
HDV IgG (Anticorpi IgG Anti Epatite D)	VHDG	Siero – T trasparente		7 gg
HDV IgM (Anticorpi IgM Anti Epatite D)	VHDM	Siero – T trasparente		15 gg
HE4 (Ovarian Cancer Marker)	HE4	Siero – T trasparente		18 gg
Helicobacter Pylori Antigeni	HEPYL	Feci		1 gg
Helicobacter Pylori (IgG) Abs	HEPYG	Siero – T trasparente		4 gg
Herpes 1 IgG	HER1G	Siero – T trasparente		4 gg
Herpes 1-2 IgM	H1-2M	Siero – T trasparente		4 gg
Herpes 2 IgG	HER2G	Siero – T trasparente		4 gg
Herpes Virus Tipo 1 DNA	HSV1	Tamponi secchi; S-EDTA; Liquido seminale		10 gg
Herpes Virus Tipo 2 DNA	HSV2	Tamponi secchi; S-EDTA; Liquido seminale		10 gg
HGH (Ormone Somatotropo)	HGH	Siero – T trasparente		3 gg
HIV 1-2 Abs	HIV	Siero - T giallo		1 gg
HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma)	RIHIV	Siero – T trasparente		8 gg
HIV 1 RNA Quantitativo	HIVRQ	Siero t trasparente -Sangue EDTA T Lilla Intero		15 gg
HIV 1 RNA Resistenza ai Farmaci				
SISTEMA HLA				
HLA B27 DNA	HB27	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
HLA B5701 DNA		Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
HLA MORBO CELIACO DQ2-DQ8	DQ 2-8	Sangue EDTA T Lilla Intero		25 gg
HLA TIPIZZAZIONE COMPLETA (loci A-B-C,DR-DQ)		Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE CLASSE I (loci A-B-C)	HABC	Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE LOCUS A		Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE LOCUS B		Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE LOCUS C		Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE CLASSE II (loci DQ e DR)		Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE LOCUS DQ	HDQ	Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HLA TIPIZZAZIONE LOCUS DR	HDR	Sangue EDTA T Lilla Intero		13 gg
HTLV1/2 Abs (Screening)	HTLV	Siero – T trasparente		8 gg
HTLV 1 + 2 Abs CONFERMA		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
HTLV 1 + 2 DNA			chiedere al lab	

SEZIONE -I- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
IA2 Abs (Insulinoma Antigene 2)	IA2	Siero – T trasparente		18 gg
Idrossipirene urinaria (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg

Idrossiprolina Urine 24h	IDR24	Urine 24h	Dieta priva di collagene nelle 24h	9 gg
Ige Specifiche (RAST)	RAST	Siero – T trasparente		8 gg
IgE Totali (Immunoglobuline IgE) (PRIST)	IGE	Siero – T trasparente		3 gg
IGF I (Somatomedina C)	SOMC	Siero – T trasparente		3 gg
IgF - BP3		Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Immunocomplessi Circolanti (CIC)	IMMCI	Siero – T trasparente		7 gg
Immunofissazione Sierica	IFIX	Siero – T trasparente		7 gg
Immunofissazione Urinaria	IMMUU	Urine 24h		7 gg
Immunoglobuline IgA	IGA	Siero – T trasparente		3 gg
Immunoglobuline IgD	IGD	Siero – T trasparente		3 gg
Immunoglobuline IgG	IGG	Siero – T trasparente		3 gg
Immunoglobuline IgG sottoclasse 1	IGG1	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Immunoglobuline IgG sottoclasse 2	IGG2	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Immunoglobuline IgG sottoclasse 3	IGG3	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Immunoglobuline IgG sottoclasse 4	IGG4	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Immunoglobuline IgG Urine	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Immunoglobuline IgM	IGM	Siero – T trasparente		3 gg
Infertilità Maschile Pannello: Cariotipo, Fibrosi Cistica 34 mut, Microdelezioni Cromosoma Y	PINFE	Sangue EDTA T Lilla chiaro Intero + Sangue Intero Li-Eparina T verde	n.b. 2 provette	25 gg
Indice Phi	PHI	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	8 gg
Inibina B	INIB	Siero – T trasparente	Porre la provetta in fresco	18 gg
Insula Abs (ICA)	AIAAP	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina	INS	Siero – T trasparente		3 gg
Insulina dopo 30 min	INS30	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina dopo 60 min	INS60	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina dopo 90 min	INS90	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina dopo 120 min	INS120	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina dopo 180 min	INS180	Siero – T trasparente		7 gg
Insulina Abs	AIAA	Siero – T trasparente		3 gg
Interleuchina 1 beta	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Interleuchina 2	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Interleuchina 2 Recettori		Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Interleuchina 6		Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Intolleranza al Lattosio	INLTC	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Iodio Sierico/Urinario	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Isoenzimi CK		Siero – T trasparente		12 gg
Isoenzima Fosfatasi Alcalina		Siero – T trasparente		7 gg

Isoenzimi LDH		Siero – T trasparente		10 gg
Istamina Plasmatica/Urinaria		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Istidina Plasmatica/Urinaria		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
Istoni Abs		Siero – T trasparente		8 gg

SEZIONE -J- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
JAK2 Mut	JAK2	Sangue EDTA T Lilla Intero		20 gg
JC/BK Virus		NON ESEGUIBILE		

SEZIONE -L- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
LAC (Lupus Anticoagulant)	LAC	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Lamotrigina	LAMO	Siero – T trasparente		7 gg
Lattato	LATTA	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	4 gg
Lattato su Liquor		Liquor Congelato	Porre la provetta in fresco	4 gg
LDH (Lattato deidrogenasi)	LDH			1 gg
Legionella Pneumophila (Ricerca Antigeni)	LEGPN	Urine mattino		3 gg
Legionella Pneumophila Ig Totali	LESIE	Siero – T trasparente		10 gg
Leptina	LEPTI	Siero – T trasparente		15 gg
Leptospira Ig Totali		Siero – T trasparente		10 gg
Levetiracetam	LEVET	Siero – T trasparente		10 gg
LH - Ormone Luteinizzante	LH	Siero - T giallo		1 gg
Lidocaina		Siero – T trasparente		7 gg
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA				
Linfociti T3 (CD3+)	CD3A	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Linfociti T4 Helper-Inducer (CD3+CD4+)	CD4A	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Linfociti T8 Suppressor-Citotossici (CD3+CD8+)	CD8A	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Linfociti T Attivati (CD3+HLA DR+)		Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Linfociti T Natural Killer (CD3 - CD16+ 56+)	CD56A	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Linfociti B Totali (CD3 - CD19+)	CD19A	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Tipizzazione Linfocitaria Completa	TLC	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Lipasi	LIPAS	Siero – T trasparente		4 gg
Lipoproteina a	LIPOA	Siero – T trasparente		3 gg

Liquido drenaggio chirurgico - Esame colturale	ECLD	Contenitore sterile		3 gg
Liquido peritoneale - Esame colturale	ECLPE	Contenitore sterile		3 gg
Liquido pleurico - Esame colturale	ECLPE	Contenitore sterile		3 gg
Liquido seminale - Esame colturale (Germi comuni)	ECLSC	Contenitore sterile		3 gg
Liquido sinoviale - Esame colturale	ECLSC	Contenitore sterile		3 gg
Listeria Ig Totali		Siero - T trasparente		7 gg
Litio Extraeritrocitario	LITIO	Siero - T trasparente		7 gg

SEZIONE -M- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Magnesio (Mg)	MG	Siero - T ruggine		1 gg
Magnesio Urinario	MGU	Urine		1 gg
Magnesio Urinario 24h	MGP24	Urine 24h		1 gg
Malaria - Ricerca antigenica del parassita	STRSO	Plasma EDTA T Lilla		3 gg
Malaria - Ricerca microscopica del parassita		Plasma EDTA T Lilla		3 gg
Manganese		Plasma Li-eparina T verde		10 gg
Manganese urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Melatonina Sierica	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Membrana Basale del Glomerulo (MBG) Abs	GBMA	Plasma EDTA T Lilla		3 gg
Mercurio		Sangue EDTA T Lilla Intero		23 gg
Mercurio urinario (Inizio turno)		Urine		23 gg
Mercurio urinario (Fine turno)		Urine		23 gg
Metabolismo dell'Omocisteina (6 mut)	METOM	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Metaboliti Reattivi dell'ossigeno	MBO2	Siero - T trasparente		4 gg
Metadone	META	Urine mattino (Congelate)	Porre la provetta in fresco	4 gg
Metaemoglobina	MEMO	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Metanefrine Plasmatiche	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Metanefrine Urinarie	UMET	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	9 gg
Metanolo		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Metanolo Urinario		Urine		10 gg
Metiletilchetone (MEK)		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Metiletilchetone urine IT	MEKI	Urine IT		10 gg
Metiletilchetone urine FT	MEKF	Urine FT		10 gg
MIBK urinario (Inizio turno)		Urine		10 gg
MIBK urinario (Fine turno)		Urine		10 gg

Micobacterium Tuberculosis DNA			chiedere al lab	
Microdelezioni Cromosoma Y	MICY	Sangue EDTA T Lilla Intero		15 gg
Microalbuminuria	MIAL	Urine del mattino		4 gg
Microalbuminuria Urine 24h		Urine 24h		4 gg
Microsoma LKM Abs	AKA	Siero – T trasparente		4 gg
Microsomiali Abs	ATPO	Siero – T trasparente		5 gg
Mioglobina Sierica	MIOG	Siero – T trasparente		4 gg
Mioglobina Urinaria	MIOGU	Urine 24h, Urine del mattino		4 gg
Mitocondri (AMA) Abs	AMA	Siero – T trasparente		4 gg
Monoidrossicarbazepina		Siero – T trasparente		7 gg
Monometilformammide urinario (Inizio turno)		Urine		23 gg
Monometilformammide urinario (Fine turno)		Urine		23 gg
Morbillo IgG Abs	MORG	Siero – T trasparente		4 gg
Morbillo IgM Abs	MORM	Siero – T trasparente		4 gg
mRNA PSA	PSAMR	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Mucoproteine (Alfa 1 Glicoproteina Acida - AAG)	AAG	Siero – T trasparente		3 gg
Muscolo Liscio (ASMA) Abs	ALA	Siero – T trasparente		3 gg
Muscolo Striato Abs	AMS	Siero – T trasparente		7 gg
Mycoplasma Pneumoniae IgG	MYG	Siero – T trasparente		4 gg
Mycoplasma Pneumoniae IgM	MYM	Siero – T trasparente		4 gg
Mycoplasma Pneumoniae DNA			chiedere al lab	
Mycoplasmi Urogenitali		Materiali vari		3 gg

SEZIONE -N- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Neisseria Gonorrhoeae (Tampone Genitouretrale)		Tampone - T Aragosta		4 gg
Neurofilamenti IgG Abs		Siero – T trasparente		18 gg
Neurofilamenti IgM Abs		Siero – T trasparente		18 gg
Nichel	NIK	Siero – T trasparente		8 gg
Nichel urinario IT	NIKUI	Urine IT		8 gg
Nichel urinario FT	NIKUF	Urine FT		8 gg
Nitriti Urinari		Urine		4gg
Normetanefrine	UNORM	Urine 24h	Acidificare	9 gg
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	NSE	Siero – T trasparente		3 gg

SEZIONE -O- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Omega Screening	OMSCR	Siero – T trasparente		13 gg
Omocisteina	OMOC	Plasma Citrato T Azzurro	Porre la provetta in fresco	7 gg
Metabolismo dell'Omocisteina (6 mut)	METOM	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Omocisteina DNA (MTHFR) C677T + A1298C	MTFR	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Oppiacei		NON ESEGUIBILE		
Ormone Adrenocorticotropo (ACTH)	ACTH	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Ormone Antidiuretico (ADH)	ADH	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	5 gg
Ormone Anti-Mulleriano	AMH	Siero – T trasparente / Plasma litio eparina		10 gg
Ormone Lattogeno Placentare (HPL)		Siero – T trasparente		3 gg
Orto-Cresolo urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		8 gg
Osmolarità		Siero – T trasparente	Provetta dedicata	13 gg
Osmolarità Urinaria		Urine del mattino		13 gg
Ossalati urinari		Urine		7 gg
Ossaluria Urine 24h	OSSAL	Urine 24h		7 gg
Osteocalcina (BGP)	OSTEO	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	4 gg
Ovaio (Anticorpi)		Siero – T trasparente		10 gg

SEZIONE -P- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
PAI-1 DNA (inibitore 1 dell'attivatore del plasminogeno MUT)	PAI1	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
Pannello Gliadina Nativa (per sensibilità glutine)	PGNAT	Siero – T trasparente		
Pannello Trombofilia (Fatt II DNA, Fatt V DNA, MTHFR 2 mut)	PATRO	Sangue EDTA T Lilla Intero		10 gg
PAP (Fosfatasi Acida Prostatica)	PPSA	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Papilloma Virus DNA Test Qualitativo	PV	Materiali vari	n.b. Tamponi a secco	10 gg
Papilloma Virus DNA Genotipizzazione	HPVG	Materiali vari	n.b. Tamponi a secco	10 gg
Paratormone (PTH)	PTH	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
Parassiti Intestinali	PAFE	Feci		1 gg
Parotite IgG	PAROG	Siero – T trasparente		4 gg
Parotite IgM	PAROM	Siero – T trasparente		4 gg
Parvovirus B19 IgG	PARVG	Siero – T trasparente		4 gg
Parvovirus B19 IgM	PARVM	Siero – T trasparente		4 gg
Paul Bunnell (Anticorpi Eterofili)	EBPB	Siero - T giallo		1 gg
PCA3	PCA3	Urine	chiedere al lab giorno e mat	7 gg

PCNA (Ab Anti-PCNA)	PCNA	Siero T trasp - Sanguie int EDTA – Plasma EDTA		7 gg
Peli Esame Colturale ricerca Miceti	ECPRM	Contenitore sterile		5 gg
Peptide C	PEPT	Siero – T trasparente		3 gg
PerCloroEtilene		Sanguie intero Li-eparina T verde		7 gg
PerCloroEtilene urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Pertosse IgA	PERTA	Siero – T trasparente		4 gg
Pertosse IgG	PERTG	Siero – T trasparente		4 gg
Pertosse IgM	PERTM	Siero – T trasparente		4 gg
Phadiatop (Screening Multiallergenico)		Siero – T trasparente		7 gg
Phadiatop pediatrico (Screening Multiallergenico)		Siero – T trasparente		7 gg
Piastrine Abs		Siero – T trasparente		8 gg
Piega interdigitale Esame Colturale	ECPI	Tampone - T Azzurro		3 gg
Piombo	PB	Sanguie intero Li-eparina T verde		8 gg
Piombo urinario (Inizio turno)		Urine		8 gg
Piombo urinario (Fine turno)		Urine		8 gg
Piridina urinario (Inizio turno)		Urine		10 gg
Piridina urinario (Fine turno)		Urine		10 gg
Piridinolina		Urine 24h		10 gg
Piruvato chinasi eritrocitaria	PK	Sanguie EDTA T Lilla Intero		10 gg
Plasminogeno		Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	18 gg
Potassio sierico (K)	K	Siero - T ruggine		1 gg
Potassio Urinario	KO	Urine		1gg
Potassio Urinario 24h	KOP24	Urine 24h		1gg
Potenziale Biologico Antiossidante	PBA	Siero – T trasparente		4 gg
Prealbumina	PRALB	Siero – T trasparente	Porre la provetta in fresco	3 gg
Primidone		Siero – T trasparente		4 gg
Pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide)	PROB	Plasma Li-eparina T verde ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Procalcitonina	PROCA	Siero – T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	
Profilo Coagulazione (PT-INR, APTT sec, APTT ratio)	PGOAG	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Profilo Colesterolo	PCOL	Siero - T ruggine		1 gg
Profilo APTT (APTT sec, APTT ratio)	PAPTT	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Progesterone (PG)	PG	Siero - T giallo		1 gg
Prolattina	PRL	Siero - T giallo		1 gg
Prolattina dopo 20 min	PRL20	Siero - T giallo		1 gg
Proteina C (Anticoagulant)	PCAN	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Proteina C Reattiva	PCR1	Siero - T ruggine		1 gg
Proteina C Reattiva ad Alta Sensibilità	PCRHS	Siero – T trasparente		3 gg

Proteina S Libera	PRS	Plasma Citrato T Azzurro Ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
Proteine totali sieriche	PROT	Siero - T ruggine		1 gg
Proteine Urinarie 24h	PTP24	Urine 24h		3 gg
Proteinuria di Bence-Jones Urine 24h	PBJO	Urine 24h		7 gg
PSA free - Antigene prostatico libero	fPSA	Siero - T giallo		1 gg
PSA totale - Antigene prostatico specifico	tPSA	Siero - T giallo		1 gg
PTH (Paratormone)	PTH	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	3 gg
PT-INR	INR	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Pus Esame Colturale	PCPC	Contenitore sterile		3 gg

SEZIONE -Q- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Quantiferon TB	QUANT	3 provette da chiedere al Synlab		

SEZIONE -R- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Rame (Cupremia)	RAM	Siero - T trasparente		7 gg
Rame Urine 24h	RAMU	Urine 24h		7 gg
Rame urine (Inizio turno)		Urine		7 gg
Rame urine (Fine turno)		Urine		7 gg
RA test - Reuma test - Fattore reumatoide	RF	Siero - T ruggine		1 gg
Recettori Acetilcolina Abs	RACH	Siero - T trasparente		7 gg
Recettore FSH	FSHR	Sangue EDTA T Lilla Intero		15 gg
Recettore Solubile Transferrina (STFR)		Siero - T trasparente		7 gg
Recettori del Progesterone	PR	Siero - T trasparente		7 gg
Recettori TSH Abs	ATSHR	Siero - T trasparente		5 gg
Renina Diretta Clino	RENC	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
Renina Diretta Orto	RENO	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
Reticolina Ig A Abs	ATRA	Siero - T trasparente		10 gg
Resistenza Osmotica	REOSM	Sangue EDTA T Lilla Intero	PRELIEVO SOLO MARTEDI O GIOVEDI	7 gg
Reticolociti	RET	Sangue EDTA T Lilla Intero		1 gg
Ribosoma Abs		Siero - T trasparente		7 gg
Ricerca Variante Du	RVDU	Fattura integrativa in caso di Rh negativo		

RNP Abs	RNP	Plasma EDTA T Lilla	3 gg
RNP 68kd Abs		Plasma EDTA T Lilla	3 gg
RNPA Abs		Plasma EDTA T Lilla	3 gg
Rosolia Abs IgG (RUBEO IgG)	RUBEG	Siero - T giallo	1 gg
Rosolia Abs IgM (RUBEO IgM)	RUBEM	Siero - T giallo	1 gg
Rosolia Avidità IgG	RUBAV	Siero - T trasparente	4 gg
Rotavirus (Ricerca Antigenica)	ROTA	Feci	1 gg
RPR - VDRL Treponema	RPR	Siero - T giallo	1 gg

SEZIONE -S- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Salicilati		Siero - T trasparente		7 gg
Saccharomyces Cerevisiae Abs IgG (ASCA)	ASCAG	Siero - T trasparente		7 gg
Saccharomyces Cerevisiae Abs IgA (ASCA)	ASCAA	Siero - T trasparente		7 gg
Salmonella (Vidal)	SVABS	Siero - T trasparente		7 gg
Salmonella Esame Colturale		Feci, Bile		3 gg
Salmonella Sierotipizzazione		Feci, Bile		3 gg
Sangue Occulto nelle feci - Hb fecale	SOFE	Feci		1 gg
Scaglie cutanee Esame Colturale	ECSC	Contenitore sterile		3 gg
Schistosoma Abs Screening	SCHIS	Siero - T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	7 gg
SCC (Carcinoma a Cellule Squamose)	SCC	Siero - T trasparente		7 gg
Scotch-Test (Ricerca ossiuri)	SCOTC	Feci		1 gg
Selenio	SELEN	Plasma Li-eparina T verde		10 gg
Selenio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Serotonina Sierica	SEROT	Siero - T trasparente ghiaccio	Porre la provetta in fresco	11 gg
Serotonina Urinaria		Urine 24h		11 gg
SHBG (Globulina Legante gli ormoni sessuali)	SHBG	Siero - T trasparente		3 gg
Sideremia (Fe)	FE	Siero - T ruggine		1 gg
Sieroagglutinazione di Vidal	V	Siero - T trasparente		7 gg
Sieroagglutinazione di Vidal-Wright	VW	Siero - T trasparente		7 gg
Sieroagglutinazione di Weil Felix	W	Siero - T trasparente		7 gg
Sodio (Na)	NA	Siero - T ruggine		1 gg
Sodio Urinario	NAO	Urine		1 gg
Sodio Urinario 24h	NAP24	Urine 24h		1 gg
Somatomedina C (IGF I)	SOMC	Siero - T trasparente		7 gg
Spermicoltura - Liquido seminale (Germi comuni)	ECLSC	Contenitore sterile		3 gg

Stagno		Siero – T trasparente	7 gg
Stagno urinario (Inizio e Fine turno)		Urine	7 gg
Streptococcus agalactiae - SBE	TVSA	Tampone - T Azzurro	3 gg
Streptococcus pneumoniae (Antigene nelle urine)	AGSTP	Urine	3 gg
Streptozyyme		Siero – T trasparente	7 gg
Stronzio urinario (Inizio e Fine turno)		Urine	7 gg
Surrene Abs	ABSUR	Siero – T trasparente	7 gg

SEZIONE -T- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Tacrolimus (FK506)				7 gg
TAF		Siero – T trasparente		7 gg
Tampone Anale Colturale (Germi Comuni)		Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Ascesso Cutaneo (Germi Comuni)	ECAC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Auricolare Colturale (Germi Comuni)	ETADC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Balanoprepuziale Coltural (Germi Comuni)		Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Cavo Orale Colturale (Germi Comuni)		Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Congiuntivale Colturale (Germi Comuni)		Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Cutaneo Colturale (Germi Comuni)	ECTCC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Endocervicale Colturale (Germi Comuni)	ECTEN	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Endocervicale Ricerca Chlamydia	TECH	Tampone - T Aragosta		1 gg
Tampone Endocervicale Ricerca Micoplasmi	TEMIC	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Faringeo Colturale (Germi Comuni)	ECTFC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Ferita Esame Colturale (Germi Comuni)	ETFC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Linguale Colturale (Germi Comuni)		Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Nasale Colturale (Germi Comuni)	ECTNC	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Nasale conta eosinofili	TNEOS	Tampone - T Aragosta		1 gg
Tampone Nasale Ricerca Chlamydia	ECTNM	Tampone - T Aragosta		1 gg
Tampone Oculare Esame Colturale (Germi Comuni)	ETODC	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Oculare Ricerca Chlamydia	OTDM	Tampone - T Aragosta		1 gg
Tampone Piaga da decubito	ECTP	Tampone - T Azzurro		3 gg
Tampone Uretrale per Gonococco Esame Colturale	ECTG	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Uretrale Colturale (Germi Comuni)	ECTUR	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Uretrale Ricerca Chlamydia	TURC	Tampone - T Aragosta		1 gg
Tampone Uretrale Ricerca Micoplasmi	TUMIC	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Vaginale Colturale (Germi Comuni)	PTVC	Tampone - T Azzurro		3 gg

Tampone Vaginale Ricerca Micoplasmi	TVMIC	Tampone - T Aragosta		3 gg
Tampone Vagino-Rettale (Esame Vagino-Rettale)	TVSA	Tampone - T Azzurro	Str. β-emolitico gruppo B	3 gg
Tampone Vulvare Colturale		Tampone - T Azzurro		3 gg
TAS (Titolo Anti Streptolisinico)	ASO	Siero - T giallo		1 gg
TBG (Globulina Legante Ormoni Tiroidei)		Siero – T trasparente		7 gg
Tegretol (Carbamazepina)	CARB	Siero – T trasparente		7 gg
Tempo di protrombina (PT-INR)	INR	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Tempo di tromboplastina parziale (APPT sec, APTT-INR) - Profilo	PAPPT	Plasma Citrato T Azzurro		1 gg
Teofillina	TEOF	Siero – T trasparente		7 gg
Test di Gravidanza	TGRA	Urine mattino		1 gg
Test di Nordin		Urine 24h	Calciuria mg/mg Creat. 0,02-0,2 Idrossiprolinuria Mg/mg Creat. 6 – 20	
Testosterone Libero	LTST	Siero – T trasparente		7 gg
Testosterone Totale	TST	Siero - T giallo		1 gg
Tetano IgG Abs	ABATG	Siero – T trasparente		7 gg
TetraIdroFurano urinario (Inizio turno)		Urine		7 gg
TetraIdroFurano urinario (Fine turno)		Urine		7 gg
TIBC - Capacità Ferro Legante		Siero – T trasparente		7 gg
Tiocianati		Siero – T trasparente		7 gg
Tiocianati urinari (Inizio turno)		Urine		7 gg
Tiocianati urinari (Fine turno)		Urine		7 gg
Tireoglobulina Abs	ACTG	Siero - T giallo		1 gg
Tireoglobulina	TGR	Siero – T trasparente		7 gg
Tireoperossidasi Abs	ATPO	Siero - T giallo		1 gg
Toluene (toluolo)		Sangue intero Li-eparina T verde		7 gg
Toluene (Toluolo) urinario (Inizio turno)		Urine		7 gg
Toluene (Toluolo) urinario (Fine turno)		Urine		7 gg
TPA		Siero – T trasparente		7 gg
Toxoplasma gondii IgA	TOXA	Siero – T trasparente		4 gg
Toxoplasma gondii IgG	TOXG	Siero - T giallo		1 gg
Toxoplasma gondii IgM	TOXM	Siero - T giallo		1 gg
ToxoplasmaAvidità	TOXAV	Siero – T trasparente		10 gg
Toxoplasma gondii IgG (Test di Conferma)		Siero – T trasparente		10 gg
Toxoplasma gondii IgM (Test di Conferma)		Siero – T trasparente		10 gg
Toxoplasma gondii DNA		Sangue EDTA; Materiali vari		15 g
TPA (Antigene Polipeptidico Tessutale)	TPA	Siero – T trasparente		3 gg

TPHA (Sierodiagnosi di Sifilide o Lue)	TPHA	Siero - T giallo		1 gg
Transferrina	TFR	Siero - T ruggine		1 gg
Transferrina Capacità ferro legante	TRFFL	Siero - T ruggine		1 gg
Transferrina Desialata	TRFD	Siero - T trasparente		7 gg
Transferrina Insatura (UIBC)		Siero - T trasparente		7 gg
Transglutaminasi IgA Abs	ATTA	Siero - T trasparente		3 gg
Transglutaminasi IgG Abs	ATTG	Siero - T trasparente		3 gg
Treponema pallidum IgG	TPG	Siero - T trasparente		7 gg
Treponema pallidum IgM	TPAM	Siero - T trasparente		7 gg
Treponema pallidum FTA-abs	FTA	Siero - T trasparente		7 gg
Trigliceridi	TRIG	Siero - T ruggine		1 gg
TriCloroEtanolo urinario (Inizio Fine turno)		Urine		7 gg
TriCloroEtanolo urinario (Fine turno)		Urine		7 gg
Troponina I alta sensibilità	TROP	Plasma Li-eparina T verde		7 gg
TSH 3a generazione	TSH	Siero - T giallo		1 gg
TUNEL Test	TUNEL	Liquido seminale		15 gg

SEZIONE -U- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Urine Completo (Chimico-Fisico)	PURIN	Urine del mattino		1 gg
Unghia Esame Colturale (Germi comuni)	ECUN	Contenitore sterile		3 gg
Unghia Esame Colturale (Miceti)	ECURM	Contenitore sterile		3 gg
Ureaplasma Urealiticum DNA	UUDNA	Materiali vari	n.b. tamponi a secco	10 gg
Urinocoltura	ECU	Contenitore sterile		3 gg
Uroporfirine urine 24h		Urine 24h	Porre la provetta al buio	7 gg
Uroporfirine urinarie (Inizio e Fine turno)		Urine 24h	Porre la provetta al buio	7 gg

SEZIONE -V- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Valina Plasmatica/Urinarica		NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE		
VAMA (Acido VanilMandelico)	VAM	Urine 24h	Acidificare con 5ml di Hcl 5M ogni litro	7 gg
Vanadio urinario (Inizio turno)		Urine		10 gg

Vanadio urinario (Fine turno)		Urine		10 gg
Vancomicina	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Varicella Zooster IgG	VZAG	Siero – T trasparente		4 gg
Varicella Zooster IgM	VZAM	Siero – T trasparente		4 gg
Varicella Zooster Virus DNA		Plasma EDTA; Liquor Congelato	Porre la provetta in fresco	10 gg
VDRL (Treponema pallidum)	RPR	Siero - T giallo		1 gg
Versamenti Cavitari (Chimico-Fisico)		Provetta Sterile – Tappo giallo		4 gg
VES	VES	Sangue – T nero		1 gg
Virus Respiratorio Sinciziale Abs (Ig Totali)		Siero – T trasparente		7 gg
Vitamina A	VA	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta al buio	10 gg
Vitamina B1	VB1	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta al buio	10 gg
Vitamina B2	VIB2	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta al buio	10 gg
Vitamina B6	VB6	Siero – T trasparente	Porre la provetta al buio	10 gg
Vitamina B9	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Vitamina B12	VB12	Siero – T trasparente		3 gg
Vitamina C	VITC	Siero – T trasparente Ghiaccio	Porre la provetta al buio	18 gg
Vitamina D (25 OH)	VD	Siero - T giallo		1 gg
Vitamina D (1-25 Diidrossi)	VD1	Siero – T trasparente		18 gg
Vitamina E	VE	Plasma EDTA T Lilla ghiaccio	Porre la provetta al buio	10 gg
Vitamina K1	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			
Vitamina PP	NON ESEGUIBILE PER TRIANGOLAZIONE			

SEZIONE -W- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Waler-Rose	WRO	Siero – T trasparente		3 gg
Widal-Wright (Sieroagglutinazione di)	VW	Siero – T trasparente		7 gg

SEZIONE -X- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
------------------	----------	-------------	------	-----

Xilene (Xilolo)		Sangue intero Li-eparina T verde		10 gg
Xilene (Xilolo) urinario (Inizio e Fine turno)		Urine		10 gg
Xilosio		Siero – T trasparente		10 gg

SEZIONE -Y- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Yersinia Colturale	FECY	Contenitore feci		5 gg

SEZIONE -Z- RICHIESTA ESAMI

DESCRIZIONE TEST	CODIFICA	CONTENITORE	NOTE	TAT
Zinco	ZN	Siero – T trasparente		7 gg
Zinco urinario (Inizio turno)		Urine		7 gg
Zinco urinario (Fine turno)		Urine		7 gg
Zincoprotoporfirina		Sangue intero Li-eparina T verde		8 gg